

BRÁQUETE CERÂMICO ICERAM

PRESCRIÇÃO EDGEWISE 0,022"

SLOT 0,022"x 0,028" (0,56 x 0,71mm)

	Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°		
	Ângulo	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°		
	Gancho	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	
	Largura (mm)	3,8	3,8	3,8	3,8	4,1	4,1	3,8	3,8	3,8	3,8	
	Rep. Cod. 0,022"	10.82.2114	10.82.2114	10.82.2113	10.82.2112	10.82.2111	10.82.2111	10.82.2112	10.82.2123	10.82.2124	10.82.2124	
Quantidade	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.		
Maxilar												
	<div style="text-align: center;"> 5 15 U45R </div>	<div style="text-align: center;"> 4 14 U45R </div>	<div style="text-align: center;"> 3 13 U3R </div>	<div style="text-align: center;"> 2 12 U2R </div>	<div style="text-align: center;"> 1 11 U1R </div>	<div style="text-align: center;"> 1 21 U1L </div>	<div style="text-align: center;"> 2 22 U2L </div>	<div style="text-align: center;"> 3 23 U3L </div>	<div style="text-align: center;"> 4 24 U45L </div>	<div style="text-align: center;"> 5 25 U45L </div>		
	<div style="text-align: center;"> Superior Direito Inferior Direito </div>								<div style="text-align: center;"> Superior Esquerdo Inferior Esquerdo </div>			
	Mandibular											
		<div style="text-align: center;"> L5R 45 5 </div>	<div style="text-align: center;"> L4R 44 4 </div>	<div style="text-align: center;"> L3R 43 3 </div>	<div style="text-align: center;"> L12RL 42 2 </div>	<div style="text-align: center;"> L12RL 41 1 </div>	<div style="text-align: center;"> L12RL 31 1 </div>	<div style="text-align: center;"> L12RL 32 2 </div>	<div style="text-align: center;"> L3L 33 3 </div>	<div style="text-align: center;"> L4L 34 4 </div>	<div style="text-align: center;"> L5L 35 5 </div>	
		<div style="text-align: center;"> Superior Direito Inferior Direito </div>								<div style="text-align: center;"> Superior Esquerdo Inferior Esquerdo </div>		
			Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
			Ângulo	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Gancho			✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓
Largura (mm)			3,8	3,8	3,8	3,35	3,35	3,35	3,35	3,8	3,8	3,8
Rep. Cod. 0,022"			10.82.2124	10.82.2124	10.82.2123	10.82.2131	10.82.2131	10.82.2131	10.82.2131	10.82.2113	10.82.2114	10.82.2114
Quantidade		1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	

Imagens meramente ilustrativas.